



# Tecnomedical


Prodotti Medico Professionali  
Via del Gallitello, 87  
Tel. 0971/54679  
Fax. 0971/57598  
85100 POTENZA

N° 689

COMMITTENTE	REVISIONE	FIRMA	COMMESSA
REGIONE BASILICATA AZIENDA SANITARIA - U.S.L. 4 DI MATERA	02.12.99		P/G/073/11.99/S
OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO R.M.			DATA 25.11.1999
TAVOLA N.2 DI 7 SITUAZIONE DI PROGETTO			SCALA 1:50








# Tecnomedical

Prodotti Medico Professionali  
Via del Gallitello, 87  
Tel. 0971/54679  
Fax. 0971/57598  
85100 POTENZA


N° 689


COMMITTENTE REGIONE BASILICATA AZIENDA SANITARIA - U.S.L. 4 DI MATERA	REVISIONE 02.12.99	FIRMA	COMMESSA P/G/073/11.99/S
OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO R.M.			DATA 25.11.1999
TAVOLA N.3 DI 7 DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE			SCALA 1:50



CONFIGURAZIONE VISART

Unità'	Peso kg
1 Magnet	5500
2 Patient couch	250
3 Wall cabinet	100
4 Controller	190
5 RF Cabinet	370
6 Gradient power supply	370
7 Refrigerator cabinet	575
8 Transformer cabinet	266
9 Observation camera	2
10 Heat exchanger	241
11 Line filter panel	190
12 Connector panel	32





# Tecnomedical



Prodotti Medico Professionali  
Via del Gallitello, 87  
Tel. 0971/54679  
Fax. 0971/57598  
85100 POTENZA


N° 689

COMMITTENTE	REVISIONE	FIRMA	COMMESSA
REGIONE BASILICATA AZIENDA SANITARIA - U.S.L. 4 DI MATERA	02.12.99		P/G/073/11.99/S
OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO R.M.			DATA
			25.11.1999
TAVOLA N. 4 DI 7			SCALA
DISPOSIZIONE CANALE E PIASTRE DI BASE			1:50

## PARTICOLARE DEI SUPPORTI MAGNETE

rapp. 1:25










# Tecnomedical

Prodotti Medico Professionali  
Via del Gallitello, 87  
Tel. 0971/54679  
Fax. 0971/57598  
85100 POTENZA


N° 689

COMMITTENTE	REVISIONE	FIRMA	COMMESSA
REGIONE BASILICATA AZIENDA SANITARIA - U.S.L. 4 DI MATERA	02.12.99		P/G/073/11.99/S
OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO R.M.			DATA 25.11.1999
TAVOLA N.5 DI 7 POSIZIONAMENTO SCARICO ELIO			SCALA 1:50


## PARTICOLARI TUBO SCARICO ELIO



La condotta dello scarico dell'elio nel caso attuale deve terminare in un'area libera della copertura.







# Tecnomedical

Prodotti Medico Professionali  
Via del Gallitello, 87  
Tel. 0971/54679  
Fax. 0971/57598  
85100 POTENZA

N° 689

COMMITTENTE REGIONE BASILICATA AZIENDA SANITARIA - U.S.L. 4 DI MATERA	REVISIONE 02.12.99	FIRMA	COMMESSA P/G/073/11.99/S
OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO R.M.			DATA 25.11.1999
TAVOLA N.6 DI 7 CONDIZIONI OPERATIVE			SCALA 1:50

## CONDIZIONI OPERATIVE




### CONFIGURAZIONE VISART


1	Potenza impiegata	50 KVA
2	Linea	380 V Trifase
3	Tolleranza	+/- 10%
4	Frequenza	50 HZ
5	Messa a terra	10 OHM

## CONDIZIONI OPERATIVE

LOCALE	TEMPER.	UMIDITA'	CAL.DISSIPATO
SCAN ROOM	16/24°C	40/75%	2500 Kcal/h
CONSOLE ROOM	16/30°C	40/75%	1000 Kcal/h
MACHINE ROOM	20°C+/-1°C	40/70%	18000 Kcal/h



CONDIZIONATORE TIPO SPLIT SOLO FREDDO





# SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE